

COMMENT BIEN UTILISER SON MASQUE DE PROTECTION

Le port du masque chirurgical sert à retenir les particules émises par le porteur, par voie aérienne, via des gouttelettes.



① Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.



② Tourner le masque avec la face blanche vers soi et la face bleue vers l'extérieur, le bord rigide en haut. Passer les élastiques derrière les oreilles.



③ Ajuster la barre en métal en appuyant sur le haut de son nez.



④ Changer le masque après 4h de port ou dès qu'il est mouillé ou souillé.



⑤ Retirer le masque souillé en ne touchant que les attaches.



⑥ Jeter le masque et bien se laver les mains.